



Desinfección de Alto Nivel

para el sector sanitario





Millones de pacientes a nivel mundial padecen infecciones asociadas a la atención sanitaria (IRAS) cada año.



El 25%- 40% de las IRAS pueden atribuirse a la contaminación de superficies y ambientes.



En Europa, las IRAS son responsables de 37.000 muertes .



Generan pérdidas anuales de al menos 7 mil millones de euros.



Estudios muestran que cerca del 50% de las áreas hospitalarias no alcanzan una desinfección adecuada.



Falta de capacitación especializada del personal de limpieza.



Uso inadecuado o inconsistente de desinfectantes.



Alta rotación de personal.



Tecnología limitada.



Protocolos **deficientes.**



Restricciones de tiempo y la complejidad de los entornos hospitalarios.





Conciencia y Compromiso definen
nuestra identidad y guían nuestra
labor en el sector sanitario.

Conciencia

Somos plenamente conscientes de la gravedad que representa la contaminación en entornos hospitalarios. **Esta comprensión nos impulsa a ser meticulosos y cuidadosos en cada aspecto de nuestro trabajo.**

Compromiso

Estamos comprometidos a hacer las cosas mejor, a innovar y a ofrecer soluciones que superan las expectativas. **Nos esforzamos por liderar el camino en la creación de servicios más eficientes, seguros y efectivos.**



Desarrollamos un servicio especializado para el sector sanitario que **incluyen la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de desinfección**, la gestión de todos los recursos necesarios como equipos, productos químicos y personal, así como análisis microbiológicos e informes técnicos.

Tecnología NTD (No Touch Disinfection).



Innovación Tecnológica FIP: Implementamos Fog in Place (FIP), una tecnología NTD de vanguardia para desinfección por vías aéreas.



Cobertura Total y Eficiente: FIP es un proceso que genera nanopartículas de solución desinfectante, alcanzando el 100% de las superficies sin condensación.



Autonomía y Precisión: Este proceso autónomo reduce el riesgo de error humano, asegurando una desinfección de alto nivel.



Amplio Alcance: Eficaz en superficies difícil acceso y en la desinfección del aire, un vector clave de contaminación.



Impacto Comprobado: Los procesos de desinfección de superficies por vías aéreas han demostrado disminuir significativamente las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS).





Expertos en Biología y Salud Ambiental: El equipo de Nevoa está formado por especialistas con formación superior, lo que proporciona un enfoque especializado en cada proceso de desinfección.



Superioridad frente a Equipos Tradicionales: Nuestros profesionales se distinguen claramente de los equipos de limpieza tercerizados típicos en hospitales, que a menudo sufren de alta rotación y falta de formación específica.



Consistencia y Precisión: La experiencia y estabilidad de nuestro personal minimiza los errores y garantiza una desinfección responsable y eficaz en entornos sanitarios.



Curso de formación: Nuestros profesionales disponen de autorización de aplicación de Biocidas.



Personal Altamente Calificado



Químicos Especializados



Desinfectante Avanzado Sanosil S10: desinfectante fabricado en Suiza a base de peróxido de hidrógeno y plata, registrado por el Ministerio de Sanidad y en la AEMPS para su uso en entornos sanitarios.



Producto Listo para uso: Elimina la necesidad de dilución, asegurando consistencia y uniformidad en los procesos de aplicación.



Efecto residual: La presencia de plata en la formulación de Sanosil S10 proporciona un efecto residual contra la germinación y crecimiento de microorganismos.



Amplio Espectro y Respetuoso con el Medio Ambiente: efectivo contra una amplia gama de microorganismos, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos (incluyendo mohos), esporas bacterianas y un amplio espectro de protozoos.



Seguridad y Eficacia Comprobadas: Sanosil S10 es seguro y su efectividad ha sido validada en más de 220 ensayos por instituciones internacionales reconocidas.



Prevención de Infecciones Nosocomiales: Garantiza una desinfección de alto nivel, esencial para la prevención de infecciones relacionadas con la atención sanitaria.





Validación y Verificación Rigurosa: Implementamos programas de desinfección validados y verificados mediante técnicas avanzadas como muestras microbiológicas con torunda, placas Rodac e indicadores químicos.



Control de Calidad: Monitoreamos de la temperatura, concentración de H₂O₂ y humedad relativa para asegurar la efectividad del proceso de desinfección.



Análisis Externos Certificados: Colaboramos con laboratorios externos certificados para realizar análisis microbiológicos, reforzando la fiabilidad y eficacia de nuestros protocolos.



Protocolo y Monitoreo





P

PERSONAL

Especialistas en microbiología y salud ambiental, ofreciendo un enfoque especializado y profundo en la desinfección.

P

PRODUCTOS

Uso de Sanosil S10, un desinfectante con peróxido de hidrógeno y plata, eficaz y biodegradable

P

PROCEDIMIENTOS

Protocolos rigurosos y monitoreo meticuloso en los procesos de desinfección, incluyendo análisis microbiológicos y controles de calidad.

P

PRECISIÓN

Aplicación exacta y detallada de la tecnología de desinfección (FIP), asegurando resultados consistentes y efectivos en la prevención de infecciones.



FIP



¿Dónde utilizar?

- Quirófanos
- Habitaciones de aislamiento
- Hospital de día
- Hemodiálisis
- Unidad de cuidados intensivos
- Unidades de pruebas diagnósticas
- Enfermería de Alto Riesgo
- Consultas externas

